

Nouveauté 2021

DÉCOUVREZ LE NOUVEL AIVIA





NOUVEAU DESIGN


Léger et compact
Compatible avec
tous les DAE



NOUVELLE OUVERTURE

Nouveau système d'ouverture ergonomique avec poignée intégrée permettant un accès rapide au DAE en situation d'urgence.





NOUVELLE ÉLECTRONIQUE

Alarme visuelle et sonore
3 ans d'autonomie
(2 Piles AA)

INSTALLATION FACILE

Conçu pour faciliter
l'installation et la maintenance,
le remplacement des pièces
s'effectue sans aucun outil.



FORMAT COMPACT

Largeur: 34 cm

Profondeur: 20 cm

Hauteur: 41,4 cm

Poids: 2Kg

