



Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



PRESSION LEGERE :

Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



PRESSION FERME :

Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique				
6 Performance Acoustique Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.		7-8 Performance Acoustique Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				9-10 Performance Acoustique Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			10+ Performance Acoustique Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.				
Stéthoscope Lightweight II S.E.		Stéthoscope Select		Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né		Stéthoscope Classic II S.E.	Stéthoscope Classic III™	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope Cardiology III™	Stéthoscope Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope Electronique Modèle 3100	Stéthoscope Electronique Modèle 3200
Double pavillon ovoidal 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm		Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm		Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm		Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm

www.Littmann.fr

3M, Littmann, le logo Littmann, Master Cardiology, Master Classic II, Cardiology III, Cardiology IV, Classic III sont des marques déposées de 3M. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.



N°Cristal 09 69 321 478
APPEL NON SURTAXE

